

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Изделие мезороллер.

Небольшой валик на ручке, на котором закреплено 540 микроигл, сделанных из сплава медицинской стали. Длина иглы 0,5 мм.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

Пластмассовое изделие в виде валика на ручке. Пластиковый футляр.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Мезороллеры используют при лечении рубцов от угревой сыпи, мелких морщин, растяжек, пигментации и улучшения тургора кожи. Мезороллеры применяют для усиления эффекта обычных кремов или сывороток, которыми пользуется женщина.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повреждения кожного покрова, открытые раны и ссадины, злокачественные образования кожи, экземы, дерматозы, псориаз, диабет, герпес, бородавки и большое количество родинок в области применения, возраст до 18 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Первый курс применения может нести легкую боль не более 2 суток.
Легкое покраснение кожи в области применения, которое проходит через несколько часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Наружно: Подготовьте вашу кожу к использованию мезороллера — она должна быть чистой и сухой. Нанесите выбранное вами косметическое средство на поверхность кожи лица или другой обрабатываемой части тела. Проведите Almea XRoller по обработанному участку кожи в течении 1-2 минут вертикально и горизонтально одинаковое количество раз. Направление движений — двусторонние.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не используйте мезороллер на области вокруг глаз.
Небольшое покраснение кожи после процедуры проходит в течении нескольких часов, поэтому самое удобное время для использования мезороллера — это вечерние часы.
Нерасчитанные усилия при прокатывании валика по коже могут вызвать сильное покраснение и раздражение кожных покровов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, прохладном, проветриваемом месте. Держите подальше от детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.

При активном использовании мезороллер рассчитан на 100-120 процедур, это примерно 6-8 месяцев использования.

Свидетельство о государственной регистрации № РОСС GB. АГ32. Н00014
От 24.02.2012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Almea Ltd
2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road
London W1T 7PD, UK

ПОСТАВЩИК:

ООО «Алмеа», 191186, Санкт-Петербург, Думская дом 9, лит. А, пом. 2-Н